



Wird nur noch als Ersatz geliefert!

Kat.-Nr. X-02.99.314

| | |
|----------------------|---|
| Gewicht: | 107 g |
| Zellentyp: | SANYO HR - AAAU |
| Betriebsbedingungen: | -20 bis +40 °C, 90% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Zur Bestückung von: | Accusan-, NT-, TR-, Laryngoskop-, Accusan-TR-, Laryngoskop-TR-Griffen |

Mechanische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Design, Gestaltung: | Zylinder aus drei miteinander verschweißten Zellen, mit Schrumpfschlauch ummantelt. Mit Überlastsicherung. An einem Ende drei Metall-Federlaschen am Umfang als Minuskontakte. Beide Endflächen liegen am Plus-Potential |
| Aufschriften: | HEINE 3,5 V, Germany, NiMH, Recycling-Symbol, Kat.-Nr. und Richtungspfeile "In dieser Richtung einsetzen" bzw. "Insert this way". |
| Reinigung, Sterilisation: | Nicht vorgesehen. |
| Besonderheiten: | Absolut kurzschlußfest durch selbstrückstellende Sicherung. |

Elektrische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Akku-Typ: | SANYO HR - AAAU |
| Spannung: | 3x1,25 V/Zelle = 3,75 V |
| Kapazität: | 720 mAh |
| Schutz gegen Überlast: | Polyswitch auf Plusseite, Auslösestrom > 2,3 A |
| Betriebsdauer: | $t \text{ [Std]} \leq \frac{720}{\text{Lampenstrom}}$ |